

IKA®



德國原裝進口
微量滴管
PETTE (Pipette)



定量型

可調型

多通道

液體處理的好幫手

PETTE (Pipette)

IKA®

微量滴管

移液器

IKA 提供 PETTE FIX 定量式、VARIO 可調式，提供最精確方便的移液處理技術，符合人體工學手感、左右手皆可使用，適合現代實驗室各種應用。以顏色編碼區分不同容量，方便用戶快速選擇。耐衝擊、抗紫外線、耐化學腐蝕，確保滴管長期可靠性。全系列皆可整支高溫高壓滅菌，確保安全衛生的操作需求。

定量型 (FIX)

適用 tip	分注量
10µl	5µl
10µl	10µl
200µl	20µl
200µl	25µl
200µl	50µl
200µl	100µl
200µl	200µl
1000µl	250µl
1000µl	500µl
1000µl	1000µl

可調型 (VARIO)

適用 tip	分注量
10µl	0.1-2µl
10µl	0.5-10µl
200µl	2-20µl
200µl	10-100µl
200µl	20-200µl
1000µl	100-1000µl
5ml	0.5-5ml
10ml	1-10ml

選購品



移液器吸頭



移液器支架



旋轉型支架

8通道 / 12通道 移液器



加大字體

分注量採用加大字體顯示、且降低至中段位置，不因手握位置而遮蔽，方便用戶讀取。

結構耐用

滴管與活塞結構皆採用高科技類鑽石碳鍍膜 (DLC) 塗佈，耐蝕性、耐磨性更高！

人體工學

手柄配件提供不同形狀與材質，可依使用者偏好更換，適合每一隻手掌，配重完美、並將摩擦力與彈簧力道最小化，運作超滑順。多功能旋鈕單手即可旋轉，精密設定分注量、亦可鎖定防止變動。

品質認證

每支 IKA PETTE 皆附 ISO 8655 規範原廠證書 (QC) 及校驗報告 (Calibration Certificate)

方便校驗

IKA Pitette Calibration 校正軟體可協助用戶規劃、執行及記錄精確度校驗程序，友善的管理界面、快速方便地完成例行校準與核對作業，確保每一支 Pipette 絕佳精確度。

