

實用電子天平 經濟的秤重幫手

Compact Balance **BJ165 Series**

- 自動
辨識砝碼
- 輕巧
攜帶方便
- 小物計數
百分比%
- 累進計重
淨 / 毛重
- 動物秤重
單位轉換
- LCD
液晶螢幕
- AC/DC
兩用電源


PRECISA

www.precisa.com

瑞士



1



2



3

價格實惠 功能完備！

- 解析度 0.001g...1g
- 秤重範圍 102g...12.1Kg
- 自動辨識標準砝碼、智慧型校正功能
- 計數、百分比、動物秤重、多組單位轉換
- 可累計重量、自動計算總合、顯示各單重
- 分別秤量淨 / 毛重後歸零，顯示單重與總重
- 可統計最大值、最小值、平均值、標準差
- AC/DC 雙電源設計，鹼性電池可操作 5 小時
- 自動關機、低電量警示、過載指示、荷重保護、防盜密碼、防竊掛勾、水平氣泡、可調腳墊
- RS232 可外接序列印表機、報表符合 GLP
- 適合實驗室、黃金 / 鑽石秤重、藥劑、化學分析、小物計數、固 / 液體比重直讀
- 選配附件：固 / 液體比重裝置、序列印表機



液晶螢幕附背光，重量清晰易讀



玻璃防风罩附不鏽鋼上蓋

規格	BJ100M	BJ410C	BJ610C	BJ1000C	BJ1200C	BJ2200C
圖片	1	2	2	2	2	2
最大秤量	102g	410g	610g	1000g	1200g	2200g
解析度	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
顯示幕	LCD液晶螢幕附背光					
秤盤尺寸	Ø100mm 附防风罩		135x135mm			
尺寸重量	195x250x72mm(WxDxH) 1.5Kg					

規格	BJ2100D	BJ4100D	BJ6100D	BJ8100D	BJ6100G	BJ12100G
圖片	2	2	2	2	3	3
最大秤量	2100g	4100g	6100g	8100g	6100g	12100g
解析度	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
顯示幕	LCD液晶螢幕附背光					
秤盤尺寸	170x140mm					
尺寸重量	195x250x72mm(WxDxH) 1.5Kg					